


BPS Bioscience

高活性蛋白·即用型生化检测试剂盒·一站式药物发现平台

- 靶点: PARPs, PDEs, 激酶 (c-Met, HER2, JAKs, PI3K $\alpha/\beta/\gamma$, CLK1, TBK1, CDKs), 表观遗传 (HAT, HDAC, BRD), 受体: 配体 (PD-1:PD-L1, BCMA:APRIL, DR3:TL1A, DcR3:TL1A, HSA:FcRn, TSLPR:TSLP, LDLR:PCSK9, IL-23:IL23R, IL13:IL13R)
- 药物研发领域: 免疫治疗, 细胞信号, CAR-T, CRISPR

BPS Bioscience 专注于生产生物活性酶, 即用型生化检测试剂盒和细胞系。**活性酶**——提供超过2000种对药物研发至关重要的**活性蛋白**, 拥有丰富的表观遗传酶和代谢酶、激酶及其他细胞信号蛋白, 以及癌症相关蛋白及其突变体, 包括KRAS、PARP蛋白和免疫检查点分子。**即用型生化检测试剂盒**——包含多种检测形式 (ELISA, 化学发光, 荧光偏振, TR-FRET, AlphaLISA) 的高特异性、高灵敏度分析, 助力小分子化合物和生物治疗药物研发。**细胞**——BPS Bioscience是**唯一经ATCC授权**可直接授权细胞的公司, 提供报告基因细胞株, 过表达/敲除细胞株, 共刺激细胞系以及CAR-T报告细胞, 作为药物筛选研究工具, 可在完整细胞体系中研究蛋白相互作用、基因激活、细胞信号传导、病毒感染、细胞间通讯以及其他各类生物学过程。

如何推动药物发现





BPS Bioscience: 高活性蛋白·即用型生化检测试剂盒·一站式药物发现平台

更多 BPS Bioscience 产品, 欢迎垂询艾美捷科技, BPS Bioscience 中国区服务专线: 400-6800-868






1 多聚ADP核糖聚合酶(PARP)——由17个成员组成, 可催化蛋白质的多聚或单聚ADP-核糖基化, 作为DNA断裂的"第一响应者", 识别DNA损伤并招募修复蛋白, 在DNA损伤应答(DDR)中发挥重要作用。当PARP被抑制时, BRCA突变肿瘤细胞因缺乏同源重组修复能力而死亡——这就是合成致死原理, 已成为癌症靶向治疗的里程碑策略。



PARPs——生物活性酶 (PARP1~ PARP15)			
指标	货号	名称	活性
PARP1	80501	PARP1, GST-tag重组蛋白	●
PARP2	80502	PARP2, GST-tag重组蛋白	●
PARP3	80503	PARP3, GST-tag重组蛋白	●
PARP5A	80504	PARP5A,GST-Tag重组蛋白	●
PARP5B	80505	PARP5B,GST-Tag重组蛋白	●
PARP6	80506	PARP6, GST-Tag重组蛋白	●
PARP7	80527	PARP7, FLAG-Tag重组蛋白	●
PARP10	80522	PARP10, FLAG-Strep-Tag重组蛋白	●
PARP11	80511	PARP11, GST-Tag, His-Tag重组蛋白	●
PARP14	80514	PARP14, His-GST-Tag重组蛋白	●
PARP15	80517	PARP15, GST-tag重组蛋白	●

PARPs——酶活&抑制剂筛选试剂盒		
货号	名称	应用
80551	PARP1 Chemiluminescent Assay Kit (对标R**)	筛选PARP1抑制剂
80581	PARP2 Colorimetric Assay Kit	筛选PARP2抑制剂
80553	PARP3 Chemiluminescent Assay Kit	筛选PARP3抑制剂
78576	TNKS1 (PARP5A) Colorimetric Assay Kit	筛选PARP5A抑制剂
78577	TNKS2 (PARP5B) Colorimetric Assay Kit	筛选PARP5B抑制剂
80556	PARP6 Chemiluminescent Assay Kit	筛选PARP6抑制剂
79729	PARP7 Chemiluminescent Assay Kit	筛选PARP7抑制剂
80560	PARP10 Chemiluminescent Assay Kit	筛选PARP10抑制剂
80561	PARP11 Chemiluminescent Assay Kit	筛选PARP11抑制剂
80568	PARP14 Chemiluminescent Assay Kit	筛选PARP14抑制剂
80567	PARP15 Chemiluminescent Assay Kit	筛选PARP15抑制剂






货号	名称	规格	应用
80584	PARPtrap Assay Kit for PARP1	96T	这是一种用于高通量筛选的荧光偏振 (FP) 均相检测方法, 用于筛选和表征可将 PARP1 捕获在 DNA 上并形成复合物的小分子
78296	PARPtrap Assay Kit for PARP2	96T	这是一种用于高通量筛选的荧光偏振 (FP) 均相检测方法, 用于筛选和表征可将 PARP2 捕获在 DNA 上并形成复合物的小分子
82123	LysA™ Universal PARYlation Assay Kitt (对标R**)	96T	基于夹心ELISA的试剂盒, 用于测定和定量细胞提取物中总聚ADP-核糖化水平

- Pérez Flores, F.J. et al. Four New Menadione Thioderivatives, Potential Antineoplastic Candidates: In Silico and PARP-1 Inhibition Studies. *Molecules* (Basel, Switzerland) (2026).
- Qin, L.-n. et al. Extrachromosomal DNA biogenesis is dependent on DNA looping and religation by YY1-Lig3-PARYlation complex. *Mol. Cell* 85, 3090–3107 (2025).
- Wang, M. et al. ClickGen: Directed exploration of synthesizable chemical space via modular reactions and reinforcement learning. *Nat. Commun.* 15, 10127 (2024).

2

磷酸二酯酶(PDE)——由11个蛋白家族组成，通过选择性地水解调控蛋白和转录因子的第二信使cAMP和cGMP，在细胞内信号传导中发挥关键作用。PDE抑制剂已被确认为多种疾病的新型治疗药物，包括高血压、冠状动脉疾病、哮喘等。





分类	货号	名称	活性	货号	名称	应用
特异性水解cAMP	60041	PDE4B1, GST-tag 重组蛋白	●	79558	PDE4B1 Assay Kit	筛选和表征PDE4B1抑制剂
	60048	PDE4D2, GST-tag 重组蛋白	●	60345	PDE4D2 Assay Kit	筛选和表征PDE4D2抑制剂
	60046	PDE4D3, GST-tag 重组蛋白	●	60346	PDE4D3 Assay Kit	筛选和表征PDE4D3抑制剂
	60070	PDE7A, GST-Tag 重组蛋白	●	60370	PDE7A Assay Kit	筛选和表征PDE7A抑制剂
	60080	PDE8A1, GST-tag 重组蛋白	●	60380	PDE8A Assay Kit	筛选和表征PDE8A抑制剂
特异性水解cGMP	60050	PDE5A1, GST-Tag 重组蛋白	●	60350	PDE5A1 Assay Kit	筛选和表征PDE5A1抑制剂
	60062	PDE6C, GST-Tag 重组蛋白	●	79501	PDE6C Assay Kit	筛选和表征PDE6C抑制剂
	60090	PDE9A2, GST-tag 重组蛋白	●	60381	PDE9A2 Assay Kit	筛选和表征PDE9A2抑制剂
cAMP&cGMP 双底物型	60010	PDE1A, GST-tag 重组蛋白	●	60310	PDE1A Assay Kit	筛选和表征PDE1A抑制剂
	60021	PDE2A, FLAG-tag 重组蛋白	●	60320	PDE2A Assay Kit	筛选和表征PDE2A抑制剂
	60032	PDE3A, His-GST-tags 重组蛋白	●	79736	PDE3A Assay Kit	筛选和表征PDE3A抑制剂
	60099	PDE10A1, GST-tag 重组蛋白	●	60385	PDE10A1 Assay Kit	筛选和表征PDE10A1抑制剂
	60110	PDE11A4, GST-tag 重组蛋白	●	60411	PDE11A4 Assay Kit	筛选和表征PDE11A4抑制剂

- Helfstein, D.R. et al. Synthesis and Pharmacological Evaluation of 6,7-Dihydro-3H-Oxazolo[3,4-a]Pyrazine-5,8-Dione Compounds as Inhibitors of Phosphodiesterases 4 and 5. *ACS Med. Chem. Lett.* 17, 341-350 (2026).
- Luo, W. et al. Molecular Dynamics-Assisted Discovery of Novel Phosphodiesterase-5 Inhibitors Targeting a Unique Allosteric Pocket. *Molecules* 30, 588 (2025).

3

荧光素酶检测系统——荧光素酶报告基因技术广泛用于基因表达调控和药物筛选等研究。以荧光素酶报告基因检测系统：将目标基因启动子或调控序列克隆到荧光素酶基因上游，转染细胞后通过添加底物（如荧光素等）产生发光信号，发光强度与基因转录活性成正比。BPS Bioscience的荧光素酶检测系统灵敏度高、稳定性好且使用方便，适用于荧光素酶信号的定量分析。




分类	货号	名称	应用
一步法	60690	ONE-Step™ Luciferase Assay System (爆款, 对标P*****)	适用于高通量、高灵敏度定量检测哺乳动物细胞培养体系中的萤火虫荧光素酶活性。
两步法	60683	TWO-Step Luciferase (Firefly & Renilla) Assay System	两步法双荧光素酶 (萤火虫荧光素酶 & 海肾荧光素酶) 检测试剂盒, 适用于在同一哺乳动物细胞培养样本中高通量、快速定量检测萤火虫荧光素酶与海肾荧光素酶。


- Hosseini, A. et al. Perturbing LSD1 and WNT rewires transcription to synergistically induce AML differentiation. *Nature* 642, 508-518 (2025).
- Tang, Q. et al. Rational design of a JAK1-selective siRNA inhibitor for the modulation of autoimmunity in the skin. *Nat. Commun.* 14, 7099 (2023).

4


激酶 (Kinases) ——催化磷酸基团从 ATP 转移到另一个分子，根据其磷酸化的氨基酸进行分类，如酪氨酸、丝氨酸/苏氨酸或组氨酸。蛋白质磷酸化调控细胞生物学的几乎所有方面，包括细胞分裂、代谢、信号转导等。



JAK2 Inhibition by Staurosporine



EGFR Inhibition by Erlotinib




分类	货号	名称	活性	货号	名称	应用
酪氨酸 激酶	40255	c-Met, GST-tag重组蛋白	●	79559	c-Met Kinase Assay Kit	筛选c-Met抑制剂
	40230	HER2, GST-tag重组蛋白	●	40721	HER2 Kinase Assay Kit	筛选HER2抑制剂
	40450	JAK2 (JH1 domain), His-tag重组蛋白	●	79520	JAK2 (Janus Kinase 2) Assay Kit	筛选JAK2抑制剂
	102675	EGFR, His-Avi-tag重组蛋白	●	40321	EGFR Kinase Assay Kit	筛选EGFR抑制剂
脂质激酶 (PI3激酶)	40621	PI3 kinase (p110α/p85α) 重组蛋白	●	82108	PI3 Kinase (p110α/p85α) Kinase Assay Kit	筛选p110α/p85α抑制剂
	40640	p110α(E545K)/p85α 重组蛋白	●	82109	PI3 Kinase p110α(E545K)/p85α Kinase Assay Kit	筛选p110α (E545K)/p85α抑制剂
	101913	p110α(E542K)/p85α, FLAG-tag重组蛋白	●	82113	PI3 Kinase p110α(E542K)/p85α Kinase Assay Kit	筛选p110α(E542K)/p85α抑制剂
	40622	(p110β/p85α), FLAG-tag 重组蛋白	●	79802	PI3Kβ (p110β/p85α) Assay Kit	筛选PI3Kβ抑制剂
	40628	(p110δ/p85α) 重组蛋白	●	79799	PI3Kδ (p110δ/p85α) Assay Kit	筛选PI3Kδ抑制剂
	40625	(p120γ), His-tag 重组蛋白	●	79803	PI3Kγ (p110γ/PIK3R5) Assay Kit	筛选PI3Kγ抑制剂
丝氨酸/ 苏氨酸激酶	40196	CLK1, GST-tag 重组蛋白	●	82145	Chemi-Verse™ CLK1 Kinase Assay Kit	筛选CLK1抑制剂
	40100	CDK1/CyclinA2, GST-tag重组蛋白	●	82242	CDK1/CyclinA2 Kinase Assay Kit	筛选CDK1/CyclinA2抑制剂
	40454	CDK1/CyclinB1, GST-tag重组蛋白	●	79597	CDK1 Assay Kit	筛选CDK1/CyclinB1抑制剂
	41101	CDK2/CyclinA2, His-GST-tag重组蛋白	●	79599	CDK2 Assay Kit	筛选CDK2/CyclinA2抑制剂
	102149	CDK2/Cyclin O, GST-tag重组蛋白	●	82228	CDK2/CyclinE1 Kinase Assay Kit	筛选CDK2/CyclinE1抑制剂
	40103	CDK3/CyclinE1, GST-tag重组蛋白	●	78884	CDK3/CyclinE1 Kinase Assay Kit	筛选CDK3/CyclinE1抑制剂
	40104	CDK4/CyclinD3, GST-His-tag重组蛋白	●	79674	CDK4 Assay Kit	筛选CDK4/CyclinD3抑制剂
	40105	CDK5/p25, GST-tag重组蛋白	●	79600	CDK5 Assay Kit	筛选CDK5 抑制剂
	40206	CDK6/CyclinD3, His-tag重组蛋白	●	78395	CDK6/CyclinD3 Kinase Assay Kit	筛选CDK6/CyclinD3抑制剂
	40098	CDK7/CyclinH1/MNAT1, His-tag重组蛋白	●	79603	CDK7 Assay Kit	筛选CDK7/Cyclin H/MAT1抑制剂
	100433	CDK8/Cyclin C, GST-tag重组蛋白	●	78886	CDK8/Cyclin C Kinase Assay Kit	筛选CDK8/Cyclin C抑制剂
	40307	CDK9/CyclinT1, GST-tag重组蛋白	●	79628	CDK9/CyclinT Kinase Assay Kit	筛选CDK9/CyclinT抑制剂
	100998	CDK12 (696-1082)/CyclinK, GST-tag重组蛋白	●	78298	CDK12/Cyclin K Kinase Assay Kit	筛选CDK12/Cyclin K抑制剂
	100602	CDK14/Cyclin Y, GST-tag重组蛋白	●	78889	CDK14/Cyclin Y Kinase Assay Kit	筛选CDK14/Cyclin Y抑制剂
	100604	CDK16/Cyclin Y, GST-tag重组蛋白	●	78887	CDK16/Cyclin Y Kinase Assay Kit	筛选CDK16/Cyclin Y抑制剂
	100606	CDK17/Cyclin Y, GST-tag重组蛋白	●	78885	CDK17/Cyclin Y Kinase Assay Kit	筛选CDK17/Cyclin Y抑制剂
	100608	CDK18/Cyclin Y, GST-tag重组蛋白	●	78888	CDK18/Cyclin Y Kinase Assay Kit	筛选CDK18/Cyclin Y抑制剂
	100593	CDK19/Cyclin C, GST-tag重组蛋白	●	83607	CDK19/Cyclin C Autophosphorylation Kinase Assay Kit	筛选CDK19/Cyclin C自磷酸化抑制剂

- Pillai, J.U. et al. Drug repurposing identifies novel Wee1 kinase inhibitors for triple negative breast cancer therapeutics. *Eur. J. Med. Chem.* 302, 118340 (2026).
- Baksh, S.S. et al. Cell-cycle regulation of sarcomere integrity—Role for Actn2 phosphorylation. *Physiol. Rep.* 14, e70826 (2026).
- Ahmed, N.M. et al. Pyrimidine-Derived Scaffolds Targeting VEGFR-2, EGFR, and HER-2: Synthesis, Anticancer/Immunomodulatory Evaluation, and In Silico Analysis. *Drug Dev. Res.* 87, e70314 (2026).

5


表观遗传——在不改变 DNA 序列的情况下，对基因表达进行调控或调节，从而产生特定表型或性状的领域。它可通过修饰 DNA、RNA，或调节结合 DNA 的蛋白质（尤其是组蛋白）来实现；相关修饰从胚胎发育早期开始，伴随衰老持续存在，并受环境因素强烈影响。如今，表观遗传机制已成为重要的药物靶点，涵盖多种癌症、骨髓增生异常综合征、自身免疫病、神经退行性疾病等。



分类	货号	名称	活性	货号	名称	应用
组蛋白乙酰化修饰 (HATs, p300, BRDs, HDAC, Sirt)	102176	HAT1 (KAT1), FLAG-Tag重组蛋白	●	82959	KAT1 (HAT1) Chemiluminescent Assay Kit	筛选HAT1抑制剂
	50071	p300 (KAT3B), His-GST-tag重组蛋白	●	79705	P300 Chemiluminescent Assay Kit	筛选P300抑制剂
	31011	BRD1, GST-Tag重组蛋白	●	32625	BRD1 TR-FRET Assay Kit	检测BRD1与其底物结合的抑制作用
	31023	BRD2 (BD2), GST-tag重组蛋白	●	32522	BRD2 (BD2) Inhibitor Screening Assay Kit	检测BRD2(BD2)与底物结合的抑制情况
	31024	BRD2 (BD1+BD2), GST-tag重组蛋白	●	32614	BRD2 (BD1+BD2) TR-FRET Assay Kit	检测BRD2(BD1+BD2)与底物结合的抑制情况
	31033	BRD3 (BD2), GST-Tag重组蛋白	●	32523	BRD3 (BD2) Inhibitor Screening Assay Kit	检测BRD3(BD2)与底物结合的抑制情况
	31035	BRD3 (BD1+BD2), GST-tag重组蛋白	●	32615	BRD3 (BD1+BD2) TR-FRET Assay Kit	检测BRD3(BD1+BD2)与底物结合的抑制情况
	31040	BRD4 (BD1), GST-tag重组蛋白	●	32613	BRD4 (BD1) TR-FRET Assay Kit	检测BRD4(BD1)与底物结合的抑制情况
	31041	BRD4 (BD2), GST-tag重组蛋白	●	32617	BRD4 (BD2) TR-FRET Assay Kit	检测BRD4(BD2)与底物结合的抑制情况
	31044	BRD4 (BD1+BD2), GST-Tag重组蛋白	●	32612	BRD4 (BD1+BD2) TR-FRET Assay Kit	检测BRD4(BD1+BD2)与底物结合的抑制情况
	50051	HDAC1, FLAG-Tag, His-Tag重组蛋白	●	50061	HDAC1 Fluorogenic Assay Kit	筛选HDAC1抑制剂
	50052	HDAC2, FLAG-Tag重组蛋白	●	50062	HDAC2 Fluorogenic Assay Kit	筛选HDAC2抑制剂
	50003	HDAC3/NcoR2, His-Tag, GST-Tag重组蛋白	●	50073	HDAC3 Fluorogenic Assay Kit	筛选HDAC3抑制剂
	50006	HDAC6, GST-tag, His-tag (Sf9-derived)重组蛋白	●	50076	HDAC6 Fluorogenic Assay Kit	筛选HDAC6抑制剂
DNA 甲基化修饰 (DNMT, TET)	51101	DNMT1, GST-tag重组蛋白	●	52050L	DNMT1 Chemiluminescent Assay Kit	筛选DNMT1抑制剂
	51103	DNMT3a, GST-Tag重组蛋白	●	52033	DNMT3A Chemiluminescent Assay Kit	筛选DNMT3A抑制剂
	51109	DNMT3B/DNMT3L复合物重组蛋白	●	52034	DNMT3B Chemiluminescent Assay Kit	筛选DNMT3B抑制剂
	50161	TET1, FLAG-tag重组蛋白	●	50651	TET1 Chemiluminescent Assay Kit	筛选TET1抑制剂
	50162	TET2, FLAG-Tag, His-Tag (催化域) 重组蛋白	●	50652	TET2 Chemiluminescent Assay Kit	筛选TET2抑制剂

- Gao, D. et al. Discovery of Tertiary Benzenesulfonanilide Chemotypes as HDAC Inhibitors via Multistrategy In Silico and Biological Evaluation for Colon Cancer Therapy. *J. Med. Chem.* 69 (3), 3551-3570 (2026).
- Manni, E. et al. From Synthesis to Mechanism: Biological Evaluation of a p-Toluidine-Based Thiazolidinone-Quinoline VEGFR-2 Candidate Supported by CADD. *Int. J. Mol. Sci.* 27, 3018 (2026).
- Wang, C. et al. ENO2-derived phosphoenolpyruvate functions as an endogenous inhibitor of HDAC1 and confers resistance to antiangiogenic therapy. *Nat. Metab.* 5, 1765-1786 (2023).

受体：配体——覆盖多个受体-配体相互作用靶标，涵盖肿瘤免疫、自身免疫及细胞信号调控等关键治疗领域。免疫检查点通路包括经典的 PD-1/PD-L1、CTLA-4/B7-1等；TNF 超家族成员包括 BCMA/APRIL、RANK/RANKL；TGF- β 超家族涵盖 Activin A/Activin RIIA (RIIB)；氧化应激与细胞保护 (KEAP1/Nrf2)。通过阻断这些关键信号，为免疫检查点抑制剂、CAR-T 联合用药、双抗及靶向降解药物的开发提供高效的生化筛选平台，加速从靶点机制验证到临床候选药物的转化。



货号	名称	应用
72038	PD-1:PD-L1 TR-FRET Assay	筛选和鉴定阻断PD-1与PD-L1相互作用的候选分子
72120	CTLA4:B7-1 TR-FRET Assay Kit	筛选和鉴定阻断CTLA4与B7-1相互作用的候选分子
72029	TIGIT:CD155 Homogeneous Assay Kit	筛选和鉴定阻断TIGIT与CD155相互作用的候选分子
79739	FGL1:LAG3 TR-FRET Assay Kit	筛选和鉴定阻断FGL1与LAG3相互作用的候选分子
79722	BCMA:APRIL[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit	筛选和鉴定能够阻断BCMA与APRIL相互作用的候选分子
79101	RANK:RANKL TR-FRET Assay	筛选和鉴定阻断RANK与RANKL相互作用的候选分子
82790	Activin A: Activin RIIA[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit	筛选和鉴定阻断Activin A与Activin RIIA相互作用的候选分子
72020	KEAP1-Nrf2 Inhibitor Screening Assay Kit	筛选和鉴定能够阻断KEAP1与Nrf2相互作用的候选分子
82152	HSA:FcRn Inhibitor Screening Chemiluminescence Assay Kit	筛选和鉴定阻断HSA与FcRn相互作用的候选分子
82241	DR3:TL1A Inhibitor Screening Assay Kit	筛选和鉴定阻断DR3与TL1A相互作用的候选分子
84101	TL1A: DcR3 Inhibitor Screening TR-FRET Assay Kit	筛选和鉴定阻断TL1A与DcR3相互作用的候选分子
82827	TSLPR:TSLP(R127A, R130A)[Biotinylated] Inhibitor Screening Chemiluminescence Assay Kit	筛选和鉴定阻断TSLPR与突变体TSLP(R127A, R130A)相互作用的候选分子
72010	PCSK9-LDLR TR-FRET Assay Kit	筛选和鉴定阻断PCSK9与LDLR相互作用的候选分子
78014	IL-23R:IL-23A[Biotinylated] Inhibitor Screening Chemiluminescence Assay Kit	筛选和鉴定阻断IL-23R与IL-23A相互作用的候选分子
84272	IL-13:IL-13RA1 TR-FRET Assay Kit	筛选和鉴定阻断IL-13与IL-13RA1相互作用的候选分子

1. Rettie, S.A. et al. Cyclic peptide structure prediction and design using AlphaFold2. *Nat. Commun.* 16, 4730 (2025).

2. Hu, X. et al. Preparation and Bioevaluation of ^{18}F -Labeled Small-Molecular Radiotracers via Sulfur(VI) Fluoride Exchange Chemistry for Imaging of Programmed Cell Death Protein Ligand 1 Expression in Tumors. *Mol. Pharmaceutics* 20, 4228-4235 (2023).

JeYou 济煜医药

药明康德 WuXi AppTec

康龙化成 PHARMARON

JHlab 宏初医药

海思科制药 HAISCO PHARMACEUTICALS CO., LTD

TIDE 泰德制药 TIDE PHARMACEUTICAL

CSPC 石药集团

先声药业 Simcere

BPS Bioscience: 高活性蛋白 · 即用型生化检测试剂盒 · 一站式药物发现平台

更多 BPS Bioscience 产品, 欢迎垂询艾美捷科技, BPS Bioscience 中国区服务专线: 400-6800-868

