



☞ = 最佳实验效果组合

\*如果使用兔来源的一抗，在IP步骤中不应该使用蛋白A或蛋白G，推荐优先使用TrueBlot Rabbit Ig IP磁珠或琼脂糖珠。蛋白A或蛋白G可用于小鼠、山羊或绵羊一抗，这取决于物种/亚型和所需的洗脱条件；然而为了获得最佳实验效果，推荐优先使用TrueBlot Ig IP Beads。

更多 IP/Co-IP - WB 解决方案，欢迎垂询 Rockland 中国区金牌代理 艾美捷科技

