

MGB-Eclipse™ 探针

全场景适用!

无需 - 授权费

MGB Eclipse™ 探针的专利现已过期。通过在 Eurogentec 购买我们的 MGB 探针，您不再受任何许可的限制。现在您可以将我们的 MGB 探针用于研究、农业食品、兽医和人类管理的任何应用。

MGB-Eclipse™ 探针
定制合成

- 长度从8-30碱基
- 6~20~50 nmol的数量
- RP-HPLC纯化
- 经MALDI-TOF MS/UHPLC质量控制
- 提供溶液 (H₂O或TE) ; 干燥或以10纳摩尔的干燥分装形式交付

覆盖所有qPCR通道，荧光染料
MGB探针

MGB探针技术的优势

 特异性

MGB探针提高了探针的T_m值，并对其互补序列具有非常高的特异性

 敏感性

MGB探针确保检测低拷贝目标

 高效性

MGB探针非常适用于患者管理和病原体诊断

如何在Eurogentec.com下订单?

使用我们的MGB配置工具，是订购MGB探针的最简单方式

1 在线配置您的MGB探针

定义您的MGB探针的所有参数：序列、荧光染料和数量。您还可以使用批量订单文件一次性订购多个MGB探针

2 享受2个免费引物


在同一屏幕上，您可以从您的寡核苷酸列表中选择最多2个兼容的免费引物，或配置新的引物

3 添加到购物车

点击MGB配置工具底部的“添加到购物车”按钮。您的探针和免费引物将一起添加到购物车并保存在您的寡核苷酸列表中

4 确认您的订单

完成您的订单



为什么选择Eurogentec的MGB探针?

专业

自1985年以来，我们一直在为研究和IVD应用生产寡核苷酸，并在2015年与ELITech Group的MGB探针扩展了我们的产品组合

质量

我们使用高质量的原材料制造寡核苷酸。我们的工艺符合ISO 9001和ISO 13485的认证标准

合作伙伴

我们协助客户制定商业化自己的诊断试剂盒的战略，并为他们提供符合法规的最佳方法



Eurogentec 中国区总代理
艾美捷科技
400-6800-868
www.amyjet.com

